

POWER IN YOUR HANDS

MultiPulse HoPLUS

LÁSER HOLMIO:YAG
CUANDO LA VERSATILIDAD
DE GRAN ALCANCE INTEGRA
UNA PRECISIÓN SIN IGUAL.



Principales campos de aplicación

UROLOGÍA | CIRUGÍA GENERAL | ORL

- Láser de holmio de alta potencia
- Pico alto de potencia y amplio rango de potencia
- Alta tasa de repetición
- Versatilidad en campos de aplicación
- Fácil instalación y manejo.



JENA SÚRGICAL
LASER AT YOUR SIDE

MultiPulse HoPLUS	
Tipo de láser	Ho:YAG
Longitud de onda	2.100 nm
Modo de emisión	Pulsado (PW)
Potencia	Hasta 110 W
Energía/pulso	0,5 - 3,5 J
Frecuencia de repetición	3 - 75 Hz
Duración de pulso	150 - 800 µs
Temperatura de emisión	10° - 28° C
Humedad relativa	30%-85% (sin condensación)
Refrigeración	Refrigeración por agua interna
Sistema de transmisión	Fibra desnuda de 200 µm Fibra desnuda de 550 µm Fibra desnuda de 272 µm Fibra desnuda de 600 µm Fibra desnuda de 365 µm Fibra desnuda de 800 µm Fibra desnuda de 400 µm Fibra desnuda de 1000 µm
Luz guía	Láser Diodo@532 nm <5mW, ajustable
Tablero de control	Pantalla táctil 8,2" LCD en color
Accesorios	Piezas de mano para fibras y diferentes cannulas
Alimentación	230 Vac - 50 Hz - 32 A
Medias y peso	110(A) x 75(L) x 55(P) cm - 240 kg

MultiPulse HoPLUS

Obtenga más información sobre
MultiPulse HoPLUS



Jena Surgical GmbH
Brüsseler Str. 10
07747 Jena - Alemania
Teléfono: +49 (0) 3641 7700 122
Fax: +49 (0) 3641 7700 102
Correo electrónico: info@jenasurgical.com
www.jenasurgical.com

JENA SURGICAL
LASER AT YOUR SIDE

Ideal para procedimientos de larga duración que requieren alta potencia, incluyendo el tratamiento HPB y la fragmentación de cálculos en la vejiga.

Aplicaciones

UROLOGÍA

Enucleación de la próstata (tratamiento HPB) con procedimiento HoLEP |
Litotripsia transuretral y percutánea | Uretrotomía |
Escisión de tumores de uretra, vejiga, uréter y riñón.

CIRUGÍA GENERAL

Cálculos del conducto biliar común

ORL

Sialolitiasis

