

# EVRL

Láser Rojo y Violeta Erchonia


Cabezal Giratorio del Láser para ayudar en la aplicación del dispositivo

40 Grados de Movimiento del Cabezal del Láser

Tecnología de Pantalla Táctil Fácil de Usar

Apenas 7" de Alto

Diseño Elegante de Menos de 1" de Espesor



## Presentamos la nueva línea de láseres fríos de Erchonia®

El Sistema Láser Violeta EVRL es el más nuevo láser portátil Erchonia en tamaño "teléfono inteligente" con una interfaz gráfica de usuario (GUI) fácil de usar y un nuevo y elegante diseño sin cables. Operando a una longitud de onda de 405nm y 635nm, el Láser EVRL proporciona al profesional una herramienta innovadora para la versatilidad de tratamientos.

### La Ventaja del Sistema Láser EVRL:

- **Anti-bacterial y Anti-microbiano**
- **Diseño de Láser Rojo y Violeta**
- **Interfaz Gráfica Táctil**

### ESPECIFICACIONES

Configuración: (1) Diodo Láser Rojo Generado por Línea de 7.5mW, (1) Diodo Láser Violeta Generado por Línea de 5mW con Óptica Patentada.

Longitudes de onda: 635nm y 405nm

Modulación: Onda constante (CW) y de pulsos (Hz) (sólo Rojo)

40 Canales de Memoria Definidos por el Usuario

Pantalla: Tecnología de pantalla táctil TFT a todo color para facilitar su uso

Fuente de Alimentación: Batería de polímero de iones de litio de 3,7 VCC

Carcasa: Aluminio anodizado microtexturado de grado aeronáutico para mayor resistencia y facilidad de limpieza.

Peso: 0,95 libras / 0,42 kg (solo el dispositivo)

Accesorios: Fuente de Alimentación, Base de Carga Inalámbrica, Estuche y Gafas de Seguridad para Láser.

Cumple con la norma ISO 13485 de Calidad de Dispositivos Médicos, Seguridad IEC 60601-1, EMC 60601-1-2, Seguridad Láser IEC 60825-1, Marca CE

Láser Clase 2 / Dispositivo Clase II (USA); 2a (EU)

US PAT 6,013,096; US PAT 6,746,473 Para obtener información adicional sobre patentes estadounidenses e internacionales e información de patentes pendientes, visite [www.erschonia.com](http://www.erschonia.com).

**ERCHONIA**  
World Leaders in Low Level Laser Technology

**(888)242-0571 Llamada Gratuita**

[www.erschonia.com](http://www.erschonia.com)

