




Dr. ARNOLD

## El mejor aliado de las mujeres

Rehabilitación profunda del suelo pélvico contra la incontinencia urinaria femenina

Dr ARNOLD destaca en Ginecología



**DEKA**  
Innate Ability

# Beneficios rápidos de Dr. ARNOLD:

Rehabilitación profunda del suelo pélvico | Incontinencia urinaria femenina

## Puntos clave

**Dr. ARNOLD** estimula selectivamente los músculos del suelo pélvico femenino mediante contracciones y relajaciones específicas programadas para mejorar y prevenir la incontinencia urinaria.

La estimulación se genera mediante campos electromagnéticos con un perfil homogéneo (**TOP FMS – Estimulación magnética TOP Flat**) optimizado para la estimulación de los músculos pélvicos.

## Motivos para elegir Dr. ARNOLD:

### Estimulación plana superior = eficaz y cómoda

Gracias a la tecnología TOP FMS el campo electromagnético se distribuye homogéneamente, sin picos de intensidad. La estimulación uniforme garantiza una mayor tolerabilidad y eficacia.

### ¡Ergonomía ante todo!

DEKA R&D diseñó Dr. ARNOLD, un sillón especial para garantizar la máxima comodidad para la paciente, además de eficacia y seguridad.

### La salud íntima femenina es nuestro núcleo

Dr. ARNOLD es la solución terapéutica de DEKA para la salud íntima femenina en el tratamiento de la incontinencia urinaria y la mejora de la calidad de vida de las pacientes.



Dr. ARNOLD

## La incontinencia urinaria femenina es un trastorno global:

El sistema del suelo pélvico está afectado por una compleja variedad de cambios durante el **periodo postparto** y con **la edad madura**.

**Los músculos del suelo pélvico (PFM)** no proporcionan suficiente apoyo a los órganos pélvicos y a la continencia. Esto lleva a una **disfunción del PFM** con resultados directos en la **incontinencia urinaria**.

**12.4%**

de la población femenina se ve afectada por la incontinencia en todo el mundo (alrededor de 303 mil millones)\*

**~ 54.3%**

de las mujeres afectadas sufren efectos perjudiciales en su calidad de vida


\*Source: I. Milsom "How big is the problem? Incontinence in numbers". 7<sup>th</sup> Global Forum on Incontinence 2018




## ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

# Dispositivo de "rehabilitación"

Dr. ARNOLD es un dispositivo terapéutico no invasivo que, mediante un campo electromagnético específico (**Tecnología TOP FMS**) interactúa con el tejido neuromuscular, induciendo contracciones intensas (entrenamiento regular involuntario y, de otro modo, inalcanzable en el gimnasio o estimulación eléctrica superficial) que estimulan los músculos del suelo pélvico en profundidad y restauran el control neuromuscular.



Los resultados clínicos del dispositivo Dr. ARNOLD son la **prevención de escapes de orina**, la mejor **conciencia** de la función de los músculos pubocoxígeos y un **aumento del tono del suelo pélvico** mediante la **rehabilitación de los músculos perineales**.



## TOP FMS

Flat Magnetic Stimulation

### TOP FMS: estimulación modulada en el tejido muscular

La modalidad especial y única de **Tecnología de Estimulación Magnética TOP Flat** – diseñada en exclusiva por DEKA R&D – garantiza una distribución de intensidad **homogénea** y uniforme sin picos sobre un área suficientemente amplia, evitando así sensaciones de **dolor** y malestar en la paciente.

ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

## ¡Ergonomía primero!

La posición de la paciente es clave para la eficacia del tratamiento. Por este motivo DEKA diseñó un **sillón** cuyo respaldo y altura son ajustables para garantizar que la paciente pueda alcanzar la **posición óptima** para beneficiarse del tratamiento, mientras se siente totalmente cómoda y relajada.



### La salud íntima y la calidad de vida de las mujeres son nuestros objetivos

La acción de Dr. ARNOLD se amplía teniendo en cuenta su acción preventiva en muchos ámbitos de la salud íntima de la mujer:

- **Ginecológico:** prevención-terapia del prolapso genital
- **Urológico:** prevención-terapia de la incontinencia urinaria, mejorando el soporte uretral y el mecanismo de cierre, en particular al realizar esfuerzos
- **Colorrectal:** prevención-terapia del prolapso genital
- **Sexual:** impacto positivo en la vida sexual al reforzar los músculos perineales.

Dr. ARNOLD completa la línea de **DEKA** y **se centra en la salud íntima femenina**. Esta trayectoria comienza con la tecnología consolidada **MonaLisa Touch®** para el tratamiento de la atrofia vaginal, incluido el tratamiento **RF TOUCH** para la laxitud vulvovaginal, a través de la tecnología de Dr. ARNOLD para la incontinencia urinaria.

La tecnología de Dr. ARNOLD es fácil de usar y especialmente apreciada por ginecólogos, uroginecólogos, fisioterapeutas y proctólogos, pero también por las pacientes, ya que, más allá de los beneficios tangibles en la disminución de los síntomas relacionados con la incontinencia urinaria, se trata de un tratamiento indoloro realizado con ropa. Para mantener los resultados obtenidos, se recomiendan sesiones de mantenimiento.



## Puntos fuertes de Dr. ARNOLD

- **Máxima comodidad**, completamente indoloro
- **Libre de las molestias propias de las terapias habituales** para la rehabilitación pélvica (ejercicios de Kegel, biorretroalimentación, kinesiterapia, estimulación eléctrica funcional)
- **Fácil de usar**, tecnología autónoma
- **Calidad de vida mejorada**
- **Mejora la conciencia** del suelo pélvico a través de la rehabilitación
- **Protocolos personalizados** - específicos para las necesidades de las paciente
- **Acción** preventiva en áreas completas de la **salud íntima femenina**

 **Exclusivamente para usuarios de DEKA:**  
una extraordinaria asistencia en la consulta médica

**DEKA** Club





# Especificaciones técnicas

| Dr. ARNOLD              |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Tipo de energía         | Campo electromagnético |
| Intensidad              | Hasta 2,5 T            |
| Velocidad de repetición | Hasta 150 Hz           |
| Duración del pulso      | 250 $\mu$ s $\pm$ 20 % |

Este folleto no está destinado al mercado de los EE.UU.



Sello del distribuidor



**DEKA M.E.L.A. s.r.l.**

Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia  
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

#### Capacidad innata de DEKA

DEKA, una empresa derivada del Grupo ElEn., es líder global en el diseño y fabricación de láseres y fuentes de luz para aplicaciones en el ámbito de la medicina. DEKA comercializa sus dispositivos en más de 80 países a través de una amplia red de distribuidores internacionales y oficinas directas en Italia, Francia, Japón y EE.UU. La excelencia es el sello distintivo de la experiencia y el reconocimiento acumulados por DEKA en el ámbito de I+D tras más de treinta años de actividad. La calidad, la innovación y la excelencia tecnológica colocan a DEKA y sus productos en un lugar único y diferenciado en la escena global. DEKA fabrica dispositivos láser de conformidad con las especificaciones de la Directiva 93/42/EEC y su sistema de control de calidad cumple los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 13485.